

PipIN

uređaj za evidentiranje
uzimanja uzoraka



Pomoću PipINa LIS automatski registrira

- **Tko je uzorkovao** (vaditelj)
- **Kada je uzorak uzet** (vrijeme)
- **Gdje je uzet** (odjel, vadilište)

PipIN se koristi

- **Na vadilištima u laboratoriju**
- **Na odjelima u sklopu bolnice**
- **Na terenu** (mobilni uređaj)



KLJUČNE KARAKTERISTIKE

- jednostavna prijava korisnika pametnom karticom
- uređaj funkcioniра **bez ijedne tipke** - koncept „slobodne ruke”
- zvučni signali i glasovne poruke za navođenje u radu
- žičana ili **Wi-Fi** veza s lokalnom mrežom



PipIN + MONITOR

Vaditelj ima uvid u cjelokupnu uputnicu

- puna demografija pacijenta
- broj zadanih uzoraka (epruveta)
- sve pretrage po uzorcima
- posebne napomene uz uzorak

PipIN + MONITOR + BCD PRINTER

Pretvara vadilište u Centar za uzorkovanje

- identifikacija pacijenta pomoću čitača magnetskih kartica (HZZO zdravstvena iskaznica ili dopunsko...)
- tiskanje BCD naljepnica na licu mjesta
- nadzor nad procesom i **lokalizacija odgovornosti** na jednom mjestu
- rasterećenje prijemnog šaltera

